# 数据可视化 医学图像软件



# 医学图像

展示工具

Contents










# Part. 01 项目简介

- ITK-SNAP: 一个用于分割三维医学图像结构的软件应用程序。
  - 创建一个工具, 将专注于一个特定的函数, 分割, 很容易使用和学习。
  - 免费的、开源的、多平台的。
- ITK-SNAP提供半自动分割,使用主动轮廓方法,以及手动划分轮廓和图像导航。
- ITK-SNAP的一些核心优势包括:
  - 链接光标无缝三维导航
  - 手工分割在三个正交平面一次
  - 一个基于Qt的现代图形用户界面
  - 支持多种不同的3D图像格式,包括NIfTI和DICOM
  - 支持多个图像的并发、链接查看和分割
  - 支持彩色、多通道和时变图像
  - 三维切割平面工具, 快速处理分割结果

ITK-SNAP screenshot



- 我们的目标:
  - •做出一个和ITK-SNAP类似的软件 来实现肿瘤分割的目的
  - •美观&简洁大方
  - •尽量少报错
- 我们的目的:
  - •交作业
  - •广告位招租
  - •为国家做贡献

- 我们的目标:
  - •做出一个软件
  - •美观&简洁大方
  - •少报错
- 我们的目的:
  - •交作业
  - •广告位招租
  - •为国家做贡献

# Part. 02 项目数据

## 数据-数据集

■ 格式: \*mha \*nii

主要数据集:
BRATS\_HG0015\_FLAIR. mha
BRATS\_HG0015\_T1C. mha
mprage\_3T\_bet\_dr. nii

■ 读取方法: SimpleITK or nibable

```
import nibabel as nib
img = nib.load(filename)
data_array=img.get_fdata()

import SimpleITK as sitk
img = sitk.ReadImage(filename)
data_array = sitk.GetArrayFromImage(img)
```

# 数据一输入数据

- \_\_\_ brain\_path: 字符串
- **tumour\_points:** 元组或列表, [(x, y, z), (x, y, z), (x, y, z), ....]
- brain\_colour: 元组或列表, [R, G, B, 透明度], 都在0-1之间, float
- tumour\_colour: 元组或列表, [R, G, B, 透明度], 都在0-1之间, float

# Part. 03 页面介绍

# 页面介绍



# 页面介绍

■ 直角坐标系三维切片 3D → 2D

- 分别读取 A,C,S 面的 array 数据 img = data[:, A, :]
- 并且显示 A,C,S 面 plt.imshow(img)


# Part. 04 软件功能

# 功能列表

Close	关闭窗口
Openfiles	打开文件
Save as	另存为
contrast	对比度
brightness	亮度
maxmize	调节大小
resetsize	重置大小
reset	重置

outline	提取边缘
threshold	设定阈值分割肿瘤
Manual_seg	手动分割
segflag	
Segcolor	
Activemanuals eg	
Active3d	

## 功能-File



\_ 打开文件

imgName, imgType = QFileDialog.getOpenFileName(self, "",
"\*.mha;;\*.nii.gz;;\*.nii;;All Files(\*)")


转换格式 ## Use SimpleITK

**一** 转换倍式 另存为图片 ## 下例是把 mha 格式转换为 nii 格式 directory1 = QFileDialog.getExistingDirectory(self, "请选择文件夹", "/") image = sitk.ReadImage(self.path) sitk.WriteImage(image, os.path.join(directory1, name +".nii"))


# 功能-File

打开文件

■ 转换格式 另存为图片



# 功能-Edit




### 调整亮度:


根据图像灰度矩阵, 利用指数变换 Power-Law transformation 调整亮度  $s=cr^{\gamma}$ 

### 调整对比度:


根据图像灰度矩阵, 利用 piecewise linear functions 调整对比度




# 功能-Edit-对比度




# 功能-Edit-亮度



# 功能-Edit-放大






### 放大图片:


```
def resize(array,alpha):
    newarray = transform.rescale(array, alpha)
    return newarray
```

### 根据点击的点,以此为中心放大图片,并固定画框大小:


```
def enlarge(y,x,array,alpha):
    newarray = resize(array,alpha) # 放大后的矩阵
    returnarray = newarray[int((alpha-
1)*y):int((alpha-1)*y)+array.shape[0],int((alpha-1)*x):int((alpha-1)*x)+array.shape[1]]
    return returnarray
```

# 功能-Edit-放大







# 功能-分割-轮廓



■ 思想:二值化

# 功能-分割-轮廓





# 功能-分割-选点


Step1选择分割模式

### ☆ Main window




Step2 选择一个美丽大方的颜色

### ☆ Main window



Step3 鼠标点击选点



# 功能-分割-设定阈值



